

PROFIT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

Guante Fitness

Fitness Glove

Código externo

01.02.GF1

Código interno

16.GF1

Descripción

Ayuda a prevenir la formación de callosidades y lesiones causadas por la fricción y el desgaste durante el entrenamiento. La zona palmar se encuentra reforzada con un material capaz de mejorar el agarre brindando mayor seguridad a la hora de realizar ejercicios. Su peso ligero y ajuste regulable conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva. El diseño corto promueve la respirabilidad de la mano al no cubrir-la por completo. Su diseño abierto permite una fácil colocación, adaptándose a diferentes anatomías y necesidades del usuario.

Modo de acción

El guante reforzado previene lesiones por fricción en la zona alta de la palma de la mano. Además, gracias a su materialidad, promueve la comodidad y la amortiguación durante la práctica deportiva.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su refuerzo de cuero ecológico es resistente al desgaste y mejora el agarre.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de muñeca.

S	13 - 15 cm.	7798128675394
M	16 - 17 cm.	7798128675400
L	18 - 20 cm.	7798128675417

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Colocar los dedos por los orificios. Tener en cuenta que el dedo meñique debe quedar del lado de la etiqueta de talle como referencia.
3. Ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
4. Repetir los pasos anteriores en ambas manos.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No planchar. No usar lavandina. No retorcer. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No exponer al sol o altas temperaturas.



Patologías

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	
Peso sin envase	22.8 g. / 0.0228 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Composición

Interior: Policloropreno 100%,
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

PTM-Ficha de producto-GF1-v1

PTM